CHI600F系列电化学分析仪/工作站技术标准 硬件参数指标

恒电位仪

- 零阻电流计
- 2, 3, 4电极结构
- 浮动地线或实地
- 最大电位范围: ±10V
- 最大电流: ±250mA连续, ±300mA峰值
- 槽压: ±13V
- 恒电位仪上升时间: 小于1μs,通常0.8μs
- 恒电位仪带宽(-3分贝): 1MHz
- 所加电位范围: ±10mV, ±50mV, ±100mV, ±650mV, ±3.276V, ±6.553V, ±10V
- 所加电位分辨: 电位范围的0.0015%
- 所加电位准确度: ±1 mV, 满量程的±0.01%
- 所加电位噪声: <10μV rms
- 测量电流范围: ±10pA至±0.25A, 12量程
- 测量电流分辨: 电流量程的0.0015%, 最低0.3fA
- 电流测量准确度:电流灵敏度1e-3A/V至1e-7A/V时为 0.2%,其他范围为1%
- 输入偏置电流: <10pA

恒电流仪(CHI660F)

- 恒电流范围: 0.3nA-250mA
- 所加电流准确度: ±20pA, 电流3e-7A至 3e-3A时为 0.3%, 其他范围为1%
- 所加电流分辨率: 电流范围的0.03%
- 测量电位范围: ±0.025V,±0.1V,±0.25V,±1V,±2.5V,±10V
- 测量电位分辨率: 测量范围的0.0015%

电位计

- ●参比电极输入阻抗: 1e12欧姆
- ●参比电极输入带宽: 10MHz
- ●参比电极输入偏置电流: <=10pA @ 25°C

波形发生和数据获得系统

- 快速信号发生更新速率: 10MHz, 16位分辨
- 快速数据采集系统:双通道16位分辨ADC,同步采样速率2.5M赫兹
- 外部信号记录通道最高采样速率: 2.5MHz
- 可拓展扫描电化学显微镜功能

附件


- 电极线
- USB通讯线
- 电源线


实验参数

- CV和LSV扫描速度: 0.000001V/s至10.000V/s
- 扫描时的电位增量: 0.1mV(当扫速为1,000V/s时)
- CA和CC的脉冲宽度: 0.0001至1000sec
- CA和CC的最小采样间隔: 0.4μs
- CC模拟积分器
- DPV和NPV的脉冲宽度: 0.001至10sec
- SWV频率: 1Hz至100kHz
- i-t的最小采样间隔: 0.4 us
- ACV频率范围: 0.1Hz至10kHz
- SHACV频率范围: 0.1Hz至5kHz
- FTACV频率范围: 0.1Hz至50Hz,可同时获取基波, 二次谐波,三次谐波,四次谐波,五次谐波,六次谐 波的ACV数据
- 交流阻抗: 0.00001Hz至3MHz
- 交流阻抗波形幅度: 0.00001V至0.7V rms

其他特点

- 自动或手动iR降补偿(正反馈和电流中断法)
- 电流测量偏置:满量程,16位分辨,0.003%准确度
- 电位测量偏置: ±10V, 16位分辨, 0.003%准确度
- 外部电位输入
- 电位和电流的模拟输出
- 可控电位滤波器的截止频率:
 1.5MHz,150KHz,15KHz,1.5KHz,150Hz,15Hz,1.5Hz,
 0.15Hz
- 可控信号滤波器的截止频率:
 1.5MHz,150KHz,15KHz,1.5KHz,150Hz,15Hz,1.5Hz,
 0.15Hz
- 旋转电极控制电压输出(CHI630F以上型号):
 0-10V对用于0-10000rpm的转速,16位分辨,0.003% 准确度,需要某些旋转电极装置才能工作
- 通过宏命令可以控制数字输入输出线
- 内闪存储器可迅速更新程序
- USB口数据通讯
- 电解池控制:通氮,搅拌,敲击(需要特殊电解池系统)
- CV数字模拟器和拟合器。用户定义反应机理 (CHI630F以上)或预定义反应机理(其他型号)
- 交流阻抗模拟器和拟合器(具有交流阻抗测量功能的型号)
- 最大数据长度: 256K-16384K可选
- 仪器尺寸: 37 cm (宽) × 23 cm (深) × 12 cm (高)





CHI600F系列仪器不同型号功能的比较

功能	600F	602F	604F	610F	620F	630F	650F	660F
循环伏安法(CV)	•	•	•	•	•	•	•	•
线性扫描伏安法(LSV)&	•	•	•	•	•	•	•	•
阶梯波伏安法(SCV)#&						•	•	•
Tafel图(TAFEL)		•	•			•	•	•
计时电流法 (CA)	•	•	•		•	•	•	•
计时电量法 (CC)	•	•	•		•	•	•	•
差分脉冲伏安法(DPV)#&				•	•	•	•	•
常规脉冲伏安法(NPV)#&				•	•	•	•	•
差分常规脉冲伏安法(DNPV)#&								•
方波伏安法(SWV)&					•	•	•	•
交流(含相敏)伏安法(ACV)#&\$						•	•	•
二次谐波交流(相敏)伏安法(SHACV)#&\$						•	•	•
傅里叶变换交流伏安法 (FTACV)								•
电流-时间曲线(i-t)						•	•	•
差分脉冲电流检测(DPA)								•
双差分脉冲电流检测(DDPA)								•
三脉冲电流检测(TPA)								•
积分脉冲电流检测(IPAD)								•
控制电位电解库仑法(BE)	•	•	•		•	•	•	•
流体力学调制伏安法(HMV)							•	•
扫描-阶跃混合方法(SSF)							•	•
多电位阶跃方法(STEP)							•	•
恒电位间歇滴定法(PITT)								•
交流阻抗测量(IMP)			•				•	•
交流阻抗-时间测量(IMPT)			•				•	•
交流阻抗-电位测量(IMPE)			•				•	•
计时电位法 (CP)								•
电流扫描计时电位法(CPCR)								•
多电流阶跃法 (ISTEP)								•
恒电流间歇滴定法(GITT)								•
电位溶出分析(PSA)								•
电化学噪声测量(ECN)								•
开路电压-时间曲线(OCPT)	•	•	•	•	•	•	•	•
恒电流仪								•
RDE控制(0-10V输出)						•	•	•
任意反应机理CV模拟器						•	•	•
预设反应机理CV模拟器	•	•	•	•	•			
交流阻抗数字模拟器和拟合程序			•	İ			•	•
	+	l		t		t	+	

- 注: #&:包括相应的极谱法和溶出伏安法。用于极谱法时需要特殊的静汞电极或敲击器。
 - \$: 可得到选定的相位数据

