CHI700F系列双恒电位仪技术标准

硬件参数指标

恒电位仪/双恒电位仪

- 零阻电流计
- 2, 3, 4电极结构
- 浮动地线或实地
- 两个通道最大电位范围: ±10 V
- 最大电流: ±250 mA 连续(两个通道电流之和),±300 mA 峰值
- 槽压: ±13 V
- 恒电位仪上升时间: 小于 1 μs, 通常 0.8 μs
- 恒电位仪带宽(-3分贝): 1 MHz
- 所加电位范围: ±10 mV, ±50 mV, ±100 mV, ±650 mV, ±3.276 V, ±6.553 V, ±10 V
- 所加电位分辨: 电位范围的0.0015%
- 所加电位准确度: ±1 mV,±满量程的0.01%
- 所加电位噪声: <10 μV 均方根植
- 测量电流范围: ±10 pA 至 ±0.25 A, 12量程
- 测量电流分辨: 电流量程的0.0015%, 最低 0.3 fA
- 电流测量准确度:电流灵敏度1e-3A/V至1e-7A/V时为 0.2%,其他范围为1%
- 输入偏置电流: < 10 pA

恒电流仪

- 恒电流范围: 0.3 nA 250 mA
- 所加电流准确度: ±20pA, 电流3e-7A至 3e-3A时为 0.3%, 其他范围为1%
- 所加电流分辨率: 电流范围的0.03%
- 测量电位范围: ±0.025 V, ±0.1 V, ±0.25 V, ±1 V, ±2.5 V, ±10 V
- 测量电位分辨率: 测量范围的0.0015%

电位计

- 参比电极输入阻抗: 1e12 欧姆
- 参比电极输入带宽: 10 MHz
- 参比电极输入偏置电流: <= 10 pA @ 25°C

波形发生和数据获得系统

- 快速信号发生更新速率: 10 MHz, 16位分辨
- 快速数据采集系统: 16位分辨ADC, 双通道同步采 样, 采样速率2.5M赫兹
- 外部信号记录通道最高采样速率2.5M Hz
- 可拓展扫描电化学显微镜功能

附件


- ●电极线
- •USB通讯线
- •电源线


实验参数

- CV和LSV扫描速度: 0.000001V/s 至 10,000 V/s, 双通道 同步扫描
- 扫描时的电位增量: 0.1 mV (当扫速为 1,000 V/s时)
- CA和CC的脉冲宽度: 0.0001 至 1000 sec
- CA的最小采样间隔: 0.4μs, 双通道同步
- CC的最小采样间隔: 0.4 us
- CC模拟积分器
- DPV和NPV的脉冲宽度: 0.001 至 10 sec
- SWV频率: 1Hz 至 100 kHz
- i-t 的最小采样间隔: 0.4μs, 双通道同步
- ACV频率范围: 0.1Hz 至 10 kHz
- SHACV频率范围: 0.1Hz 至 5 kHz
- FTACV频率范围: 0.1Hz 至 50Hz,可同时获取基波,二次谐波,三次谐波,四次谐波,五次谐波,六次谐波的ACV数据
- 交流阻抗: 0.00001Hz 至 3 MHz
- 交流阻抗波形幅度: 0.00001 V 至 0.7 V 均方根值

其他特点

- 自动或手动iR降补偿(正反馈和电流中断法)
- 电流测量偏置:满量程,16位分辨,0.003%准确度
- 电位测量偏置: ±10V, 16位分辨, 0.003% 准确度
- 外部电位输入
- 电位和电流的模拟输出
- 可控电位滤波器的截止频率: 1.5 MHz, 150 KHz, 15 KHz, 1.5 KHz, 1.5 KHz, 1.5 Hz, 1.5 Hz, 0.15 Hz
- 可控信号滤波器的截止频率: 1.5 MHz, 150 KHz, 15 KHz, 1.5 KHz, 1.5 KHz, 1.5 Hz, 1.5 Hz, 0.15 Hz
- 旋转电极控制电压输出: 0-10V 对用于 0-10000 rpm的转速, 16位分辨, 0.003% 准确度, 需要某些旋转电极装置 才能工作
- 通过宏命令可以控制数字输入输出线
- 内闪存储器可迅速更新程序
- USB口数据通讯
- 电解池控制: 通氮, 搅拌, 敲击(需要特殊电解池系统)
- CV数字模拟器和拟合器。用户定义反应机理(CHI730F以上)或预定义反应机理(其他型号)
- 交流阻抗模拟器和拟合器(具有交流阻抗测量功能的型号)
- 最大数据长度: 256,000-16,384,000 点可选择
- 仪器尺寸: 37 cm (宽) × 23 cm (深) × 12 cm (高)





CHI700F系列仪器不同型号功能的比较

功能	700F	710F	720F	730F	750F	760F
循环伏安法(CV)*	•	•	•	•	•	•
线性扫描伏安法(LSV)&	•	•	•	•	•	•
阶梯波伏安法(SCV)#&*				•	•	•
Tafel图(TAFEL)				•	•	•
计时电流法(CA)*	•		•	•	•	•
计时电量法 (CC)	•		•	•	•	•
差分脉冲伏安法(DPV)#&*		•	•	•	•	•
常规脉冲伏安法(NPV)#&*		•	•	•	•	•
差分常规脉冲伏安法(DNPV)#&						•
方波伏安法(SWV)&*			•	•	•	•
交流(含相敏)伏安法(ACV)#&\$				•	•	•
二次谐波交流(相敏)伏安法(SHACV)#&\$				•	•	•
傅里叶变换交流伏安法 (FTACV)						•
电流-时间曲线(i-t)*				•	•	•
差分脉冲电流检测(DPA)						•
双差分脉冲电流检测(DDPA)						•
三脉冲电流检测(TPA)						•
积分脉冲电流检测(IPAD)						•
控制电位电解库仑法(BE)	•		•	•	•	•
流体力学调制伏安法(HMV)					•	•
扫描-阶跃混合方法(SSF)					•	•
多电位阶跃方法(STEP)					•	•
恒电位间歇滴定法 (PITT)						•
交流阻抗测量(IMP)					•	•
交流阻抗-时间测量(IMPT)					•	•
交流阻抗-电位测量(IMPE)					•	•
计时电位法 (CP)						•
电流扫描计时电位法(CPCR)						•
多电流阶跃法 (ISTEP)						•
恒电流间歇滴定法(GITT)						•
电位溶出分析(PSA)						•
电化学噪声测量(ECN)						•
开路电压-时间曲线(OCPT)	•	•	•	•	•	•
恒电流仪						•
RDE控制(0-10V输出)	•	•	•	•	•	•
任意反应机理CV模拟器				•	•	•
预设反应机理CV模拟器	•	•	•		-	
交流阻抗数字模拟器和拟合程序					•	•
人加时11/13从 1 1天1外排7月19 日711/1	+				_	

注: #&:包括相应的极谱法和溶出伏安法。用于极谱法时需要特殊的静汞电极或敲击器。

^{\$:} 可得到选定的相位数据

^{*:} 二通道(双恒电位仪模式)可用 价格不包括计算机。仪器的保修期为一年。